



472-MED-5-TOTE

Pour Usage Médical

Caisse de manutention

Cette mallette médicale multifonctionnelle comporte cinq pochettes amovibles qui vous permettent d'emporter les fournitures médicales spécifiques à une mission donnée. Ces pochettes amovibles vous donnent l'accès le plus aisé et le plus rapide à tout votre équipement vital.

- Vanne de décharge de pression
- Roues



DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 29.75 x 17.87" x 10.80 (75.6 x 45.4 x 27.4 cm) |
| EXTÉRIEUR | 32.75 x 20.87" x 12.61 (83.2 x 53 x 32 cm) |
| profondeur couvercle | 2.62" (6.7 cm) |
| profondeur fond | 8.18" (20.8 cm) |
| profondeur totale | 10.8" (27.4 cm) |
| volume intérieur | 3.32 ft ³ (0.094 m ³) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| corps | RotoMolded Polyethylene |
| loquet | Steel (Nickel-black Plated) |
| joint torique | Silicone Sponge |
| broches | Stainless Steel |
| corps de purge | Aluminum |
| matériel | Black Cobalt |

COULEURS

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Gray |  OD Green |
|---|--|--|--|

POIDS

| | |
|--------------|---------------------|
| poids | 39.00 lbs (17.7 kg) |
|--------------|---------------------|

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-24-26